

# DORNIER ARIES 2

## Traiter avec intelligence

Urologie



# Traiter avec intelligence

## Modalité de traitement cliniquement prouvée en urologie

La thérapie extracorporelle par ondes de choc permet de traiter efficacement de multiples problèmes de santé<sup>1</sup> tels que:

- Dysfonction érectile (DE) vasculaire
- Prostatite chronique (PC) / syndrome de douleur pelvienne chronique (SDPC)
- Maladie de La Peyronie (ML)

## Les ondes de choc extracorporelles accélèrent le rétablissement

Il s'agit d'une procédure sans danger et non-invasive consistant à faire passer les ondes de choc à travers la peau jusqu'à la zone ciblée.

- Pas d'injections
- Pas de médicaments
- Pas d'opérations chirurgicales
- Traitement rapide
- Temps d'immobilisation limité voire inexistant après traitement
- Active le mécanisme de guérison naturel des cellules



Scannez pour en savoir plus sur

**les avantages cliniques de Aries 2**

# Guérison angiogénique induite par une thérapie extracorporelle ciblée par ondes de choc

La technologie des ondes de choc est largement reconnue comme une option de traitement sûre et très efficace pour diverses conditions médicales en orthopédie, urologie, rééducation et médecine sportive.

Inspiré de cette technologie, Aries 2 a recours à une thérapie extracorporelle par ondes de choc de faible intensité (Li-ESWT) pour induire des micro-traumatismes dans les cellules et les tissus de la zone de traitement ciblée, ce qui déclenche ensuite la réponse de guérison naturelle du corps et améliore l'angiogenèse dans la zone ciblée.

1

Tissu pénien après dysfonctionnement vasculaire




2

Sécrétion de facteurs angiogéniques



3

Angiogenèse améliorée dans le tissu pénien



# Pourquoi choisir Aries 2

## Les exclusivités Dornier

### **Chaque tir est parfait**

grâce à la technologie d'émission des ondes de choc (EMSE) de Dornier

- Optimise le traitement par une émission régulière des ondes de choc tout au long de la vie de l'appareil

### **Système fiable**

reflétant la qualité de l'ingénierie allemande

- Profitez d'un appareil doté d'une belle longévité avec 2 000 000 d'ondes de choc

### **Travail efficace et**

**continu** grâce à la technologie SmartFocus

- Réglez facilement la profondeur de pénétration et les niveaux d'énergie des ondes de choc d'un simple bouton

- Pas besoin de coussinets en gel

### **Une utilisation**

**simplissime** grâce à la technologie KoolShield

- Utilisez immédiatement le système grâce à un démarrage quasi-instantané
- Nul besoin de dégazer, de régler le réservoir d'eau ni de remettre de l'eau



# Un système, des solutions multiples

Aries 2 est une option 100 % naturelle, sans médicament qui stimule la guérison de tissus en souffrance, s'attaque à la douleur et aide à la guérison des tissus, le tout sans être invasive.

Fonctionnant sur la base de technologies développées par Dornier, Aries 2 offre des performances fiables tournées vers le confort de l'utilisateur et du patient.

**S**mart, applicateur ergonomique intelligent

**E**asy, facile à transporter et compact

**A**utomatic, système automatique de dissipation de la chaleur et d'élimination des poches d'air

**R**eliable, ingénierie allemande fiable

**I**ntuitive, écran tactile intuitif



# Caractéristiques et avantages en bref

<b>MÉCANISME</b>	Développé en recourant à la technologie électromagnétique
<b>RÉPONSE DE GUÉRISON</b>	Facilite: <ul style="list-style-type: none"><li>• Néangiogenèse<sup>2</sup></li><li>• Récupération/régénération nerveuse<sup>2</sup></li><li>• Réduction des changements fibrotiques et remodelage des tissus caverneux<sup>2</sup></li><li>• Réduction du tonus sympathique/adrénergique<sup>2</sup></li></ul>
<b>PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION</b>	Aries 2 SmartFocus et son contrôle dynamique de la profondeur offrent une grande zone focale pour le traitement des tissus superficiels et profonds
<b>COUSSINETS DE GEL</b>	Non requis avec SmartFocus
<b>APPLICATEUR</b>	Applicateur ultra-léger, 500 g seulement Applicateur disponible en forme standard et I-Shape
<b>DÉGAZAGE</b>	Non requis avec KoolShield
<b>REPLISSAGE D'EAU</b>	Non requis avec KoolShield
<b>ENTRETIEN</b>	Remplacement de la bobine habituelle (EMSE) non nécessaire

## Le saviez-vous?

Aries 2 propose deux formats pour son applicateur : classique ou en forme de « i ». Le praticien peut ainsi choisir l'applicateur qui conviendra à la zone à traiter.





## Références

- <sup>1</sup> Manuel d'utilisation Dornier Aries 2
- <sup>2</sup> Porst, H. (2021). Review of the current status of low intensity extracorporeal shockwave therapy (Li-ESWT) in erectile dysfunction (ED), peyronie's disease (pd), and sexual rehabilitation after radical prostatectomy with special focus on technical aspects of the different marketed ESWT devices including personal experiences in 350 patients. *Sexual Medicine Reviews*, 9(1), 93-122.  
<https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2020.01.006>



Scannez le code QR pour trouver nos  
**bureaux dans le monde entier**

[www.dornier.com/locations](http://www.dornier.com/locations)